



Ölçüm Aralığı : 0.0 – 4.0 OD  
Hassasiyet : 0.0010 OD

# byonoy

## DÜNYA'DA İLK VE TEK !

### 96 WELL MICROPLATE OKUYABİLEN PORTATİF ELISA READER CİHAZI



**EUROPEAN  
PRODUCT  
DESIGN  
AWARD**



**GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2021**

**2020 WINNER**



**2021**



**2023**

Byonoy is ISO-13485 certified

- ✓ Laboratuvarınız Yanınızda
- ✓ Yenilikçi Kompakt Tasarım
- ✓ Hızlı okuma (96 well / 5 Saniye )
- ✓ 4 adet Dalgaboyu ( LED ışık Kaynağı )
- ✓ Güvenilir Ölçüm Sonuçları
- ✓ Bakım gerektirmeyen "Solid State" Teknolojisi
- ✓ ELISAs – PNPP, ABTS, OPD, TMB Protein assays Bradford, BCA,Lowry, Cell-based assays, MTT, XTT, Cell density
- ✓ Absorbans, Kandidatif, Kalitatif, Endpoint, Kinetik Uygulamalar
- ✓ Sezgisel yapıda Modern Yazılım
- ✓ Kalibrasyon : Hellma GmbH sertifika
- ✓ Sadece 900 Gr. Ağırlık !
- ✓ Windows & macOS Uyumlu SOFTWARE !