


# CLASS II A BİYOGÜVENLİK KABİNLERİ

- \* Cihaz mikrobiyoloji, viroloji ve biyoteknolojide kullanılabilir, Class II A2 tiptedir.
- \*  $\geq 0,3 \mu\text{m}$  partiküller için % 99,999 verimlilikte ana ve egzost HEPA filtre
- HEPA filtreden geçen havanın %70'inin tekrar devinimiyle uzayan HEPA filtre kullanım ömrü
- UV lambanın toplam çalışma süresi/ömrü ve geri sayım zamanlaması
- \* Toplam çalışma süresi, zaman sayacı ve HEPA filtre ömrü gösterim...



Ayaklı ve masaüstü model seçeneği