

# byonoy UV-VIS Fotometre



## Otomatik Küvet Deteksiyon

## Otomatik Tanıma Otomatik Ölçüm

Absorbance One ; One App Uygulaması ve USB kablo ile PC, tablet veya Akıllı telefonunuza bağlanabilir.

Elde edilen sonuçlar istenen formatta kaydedilebilir, saklanabilir veya çıktı alınabilir.



## Teknik Özellikler

Genel	Ürün adı	Single beam, single wavelength cuvette photometer
	Deteksiyon method	Absorbance
	Deteksiyon mode	Endpoint, kinetic
	Küvet tipi	Micro, Semi-micro and Macro cuvettes
Ölçüm	Işık Kaynağı	1x LED
	Dalga Boyu	260 nm*, 280 nm*, 340-1000 nm
	Ölçüm Aralığı	0–5.0 OD
	Çözünürlük	0.001OD
	Hassasiye	≤ 0,5 %+ 0.005 OD from 0.0–3.0 OD
	†Tekrarlanabilirlik	≤ 0.5 %+ 0.005 OD from 0.0–3.0 OD
	Linearity	≤ 0,5 %from 0.0–3.0 OD
Temperature for measurement	5–70 °C	