



Waterlab

DEW POINT WATER ACTIVITY METER

SU AKTİVİTESİ ÖLÇÜM CİHAZI

Waterlab Su Aktivitesi Ölçüm Cihazı Sayesinde “aW” Değeri ve “RAF Ömrü” Testlerinizle ilgili **DOĞRU, HASSAS ve TEKRARLANABİLİR** Sonuçlar !

Son teknoloji **WATERLAB** Su Aktivite Ölçer Cihazı , Mikrobiyal büyüme potansiyelini belirlemek için Gıda, İlaç ve Kozmetik ürünlerdeki serbest suyu doğrudan ölçer. **WaterLab** ; Özel dizayn “**Chilled Mirror (dew point)**” Ölçüm sensörü, Geniş renkli dokunmatik ekranı, Sezgisel yapıda Kolay Menüsü ve az yer kaplayan hacmi ile tüm Kalite Kontrol Laboratuvarları'na cevap verir.



SKALA TEKNİK



STEROGLOSS®



ISO 18787



- ✓ Ölçüm Aralığı : 0.030 –1.000aW
- ✓ Hassasiyet : ± 0.003 aW
- ✓ Analiz Süresi : < 5 Dakikadan az
- ✓ ISO18787 Tam uyumlu!
21 CFR Part II protokolü
- ✓ ‘RAF ÖMRÜ’ Çalışmaları için özel simülasyon programı

✓ **5 Nuktada Sertifikalı Kalibrasyon Seti**

aWRH



SKALA TEKNİK

PORTATİF SU AKTİVİTESİ ÖLÇÜM CİHAZI



- ✓ Ölçüm aralığı : 0,03 - 0,98 aW
 - ✓ Çözünürlük 0.001 aw
 - ✓ Ölçüm Süresi : 10 dakika
 - ✓ Kalibrasyon 0,00 - 0,98 (± 0,04 aW)
 - ✓ 0 - 50°C ölçüm yapabilme
 - ✓ Sıcaklık °C veya °F olarak ayarlanabilir
 - ✓ **INRARED Sıcaklık Ölçümü**
 - ✓ Numune Sıcaklığını Sabit Tutan özel materyal
 - ✓ **Uzun sensör ömrü**
 - ✓ Kolay Bakım ve değiştirilebilir
- Sensör



Cihaz Seti ;
Cihaz

Kalibrasyon Solusyonları
Ölçüm Sensorü
Numune kapları
Sertifikalar

